

## Viktig information!

För fullständig instruktion hur du använder TV 2510-NL hänvisar vi till bruksanvisningen som följer med det kompletta systemet.

### **Börja med att ladda batteriet**

Det är viktigt att batteriet är fulladdat innan du kopplar samman halsslingan med din sändarenhet.

Sätt i medföljande batteri i halsslingan/mottagaren. Se till att mottagaren är avstängd (position "OFF") och placera mottagaren i sändaren. Laddningen startar automatiskt. Batteriindikatorn lyser rött och övergår till grönt när batteriet är fulladdat efter ca 2,5 timmar.

**OBS!** Du kan också använda det fulladdade extrabatteriet som sitter i sändaren.

### **Gör så här för att koppla samman halsslingan med sändaren**

1. Stäng av sändaren genom att ta ur nätadaptorn från eluttaget.
  2. Koppla ur kabeln som ansluter sändaren med din TV (eller den ljudutrustning som du har anslutit sändaren till).
  3. Aktivera din nya halsslinga/mottagaren genom att skjuta strömbrytaren på mottagaren till läge "ON". LED-indikatorn på halsslingan blinkar långsamt.
  4. Håll nere mikrofonknappen i 3 sekunder (den stora knappen på mottagarens framsida). Den gröna LED-indikatorn blinkar snabbare.
-

## Viktig information!

För fullständig instruktion hur du använder TV 2510-NL hänvisar vi till bruksanvisningen som följer med det kompletta systemet.

### **Börja med att ladda batteriet**

Det är viktigt att batteriet är fulladdat innan du kopplar samman halsslingan med din sändarenhet.

Sätt i medföljande batteri i halsslingan/mottagaren. Se till att mottagaren är avstängd (position "OFF") och placera mottagaren i sändaren. Laddningen startar automatiskt. Batteriindikatorn lyser rött och övergår till grönt när batteriet är fulladdat efter ca 2,5 timmar.

**OBS!** Du kan också använda det fulladdade extrabatteriet som sitter i sändaren.

### **Gör så här för att koppla samman halsslingan med sändaren**

1. Stäng av sändaren genom att ta ur nätadaptorn från eluttaget.
  2. Koppla ur kabeln som ansluter sändaren med din TV (eller den ljudutrustning som du har anslutit sändaren till).
  3. Aktivera din nya halsslinga/mottagaren genom att skjuta strömbrytaren på mottagaren till läge "ON". LED-indikatorn på halsslingan blinkar långsamt.
  4. Håll nere mikrofonknappen i 3 sekunder (den stora knappen på mottagarens framsida). Den gröna LED-indikatorn blinkar snabbare.
-

5. Sätt tillbaka sändarens nätadapter i eluttaget.  
**OBS!** Detta måste göras inom 9 sekunder, annars måste du börja om från steg 4.
6. Om sammankopplingen har lyckats hörs en kort bekräftelseton i hals slingan och den blinkande gröna LED-indikatorn övergår i ett fast sken.
7. Sätt tillbaka kabeln som ansluter sändaren med din TV (eller den ljudutrustning som du vill ansluta sändaren till).

Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter. 1969 lanserade vi världens första slingförstärkare med true constant current under varumärket Univox®. Vårt mål är att med en hög servicegrad erbjuda våra kunder högkvalitativa hörselprodukter genom att ständigt söka nya vägar för att få fram förbättrade produkter ur både användar- och miljösynpunkt.

---

Bo Edin AB, Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö | [www.edin.se](http://www.edin.se) | [www.horbutiken.se](http://www.horbutiken.se) / [www.hoerbutiken.se](http://www.hoerbutiken.se)

---

Hearing excellence since 1965



5. Sätt tillbaka sändarens nätadapter i eluttaget.  
**OBS!** Detta måste göras inom 9 sekunder, annars måste du börja om från steg 4.
6. Om sammankopplingen har lyckats hörs en kort bekräftelseton i halsslingan och den blinkande gröna LED-indikatorn övergår i ett fast sken.
7. Sätt tillbaka kabeln som ansluter sändaren med din TV (eller den ljudutrustning som du vill ansluta sändaren till).

Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter. 1969 lanserade vi världens första slingförstärkare med true constant current under varumärket Univox®. Vårt mål är att med en hög servicegrad erbjuda våra kunder högkvalitativa hörselprodukter genom att ständigt söka nya vägar för att få fram förbättrade produkter ur både användar- och miljösynpunkt.

---

Bo Edin AB, Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö | [www.edin.se](http://www.edin.se) | [www.horbutiken.se](http://www.horbutiken.se) / [www.hoerbutiken.se](http://www.hoerbutiken.se)

---

Hearing excellence since 1965

