



Sonumaxx 2.4

Digitalt trådlöst TV-hjälpmedel

Egenskaper

- 2.4 GHz Digital Hopping
- Tonkontroll
- Kommunikationsfunktion: intern mikrofon
- Automatisk avstängning, om inget ljud kommer in
- 3,5mm-ingång på fickmottagaren för anslutning av medföljande halsslinga eller hörtelefon (hörtelefon beställs separat)
- 3,5mm- och optisk ingång på sändaren
- Halsslinga med 3,5mm-plugg ingår
- Stabil och säker ljudöverföring
- Två batterier ingår
- Fullt batteri räcker i 5 timmar
- Lätt att byta till reservbatteri
- Laddningsfack för reservbatteri
- Fungerar för både hörapparats- och CI-bärare
- Artikelnr: 251040

Sonumaxx 2.4GHz bygger på den senaste tekniken inom digital, trådlös ljudöverföring. Med ergonomisk design, den störningsfria 2,4 GHz-frekvensen, förstklassigt ljud och bekväm hantering, är Sonumaxx ett perfekt hörselhjälpmedel.

Anslut sändaren till en önskad ljudkälla: TV, dator, DVD-spelare, CD-spelare, HiFi-system eller MP3-spelare. Nu kan du njuta av det rena, klara ljudet utan komplicerad installation eller kabeldragning via halsslinga eller hörlurar.

Ljudet på slingan till hörapparaten kan justeras via volymkontroll på mottagaren. Vid användning av hörtelefon kan den gå upp till 120dB.

Den digitala överföringen mellan sändare och mottagare är stabil, säker och okänslig för störningar.

Sonumaxx sändarenhet har både 3,5 mm- och optisk audioingång, som gör det möjligt att ansluta flera typer av ljudkällor. En optisk kabel ingår.

Fickmottagaren laddas och förvaras i sändarens dockstation. Ett fulladdat batteri räcker i ca 5 timmar beroende på den inställda volymen. Två batterier ingår, vilka kan laddas och användas om vartannat.

Via en justeringsknapp på framsidan av sändaren kan användaren ställa in önskad ljudprofil, 1. ingen justering, 2. ökad diskant och bas, 3. ökad diskant eller 4. ökad bas.

Den känsliga inbyggda mikrofonen gör det möjligt att höra vad som sägs i närområdet när du vill växla mellan ljudkällan (t.ex. TV-n/musikspelaren) och omgivningen. Du växlar enkelt genom att använda mikrofonknappen som sitter på framsidan av halsslingans mottagare. Då stängs ljudkällan av och du kan höra vad någon bredvid dig säger.



Specifikationer

Sändning:	Digital Hopping System
Frekvens:	2.4GHz Digital
Driftspänning:	Sändare: 5V 550mA Mottagare: 3.7 V, 350 mA Litium-Polymer-batteri
Frekvensåtergivning:	30 Hz – 20 KHz
Distorsion:	<0.5%
Signal/brus-förhållande:	>75 dB
Räckvidd:	Upp till 25 meter (fritt fält)

